


UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION



UNICLED NECK & CHIN MASK

BEAUTY TECHNOLOGY

REDUCE ARRUGAS DEL CUELLO · ADELGAZA PAPADA · DEFINE ÓVALO FACIAL
LIFTS NECK · REDUCES DOUBLE CHIN · SLIMS JAWLINE

Gracias por comprar este producto. Para un empleo apropiado del mismo, lea cuidadosamente y guarde este manual antes de usar.

INTRODUCCIÓN

UNICLED NECK & CHIN MASK es un dispositivo de diodo emisor de luz LED que ofrece una combinación segura de diferentes longitudes de onda. **Actúa en la piel y las células, reduciendo así el estrés oxidativo y estimulando la producción de energía celular.** El producto ofrece dos modos: cuello y barbilla. En función del modo que elija, el dispositivo aplicará directamente una función u otra, sin que usted tenga que hacer nada. Los principales beneficios que notará serán: reducción de arrugas del cuello, adelgazamiento de la papada y definición del óvalo facial. Además los investigadores sostienen que **la terapia con luz LED ataca a los adipocitos, que son células que almacenan grasa y hacen que los lípidos se dispersen.** Es decir, **esta terapia ayuda al cuerpo a eliminar las células grasas,** proporcionando una triple acción suprema cuando se aplica en el cuello y la barbilla:


- REDUCE ARRUGAS DEL CUELLO
- ADELGAZA PAPADA
- DEFINE ÓVALO FACIAL

ÚSALO 4 VECES A LA SEMANA. RESULTADOS VISIBLES EN 4 SEMANAS.


¿QUÉ ESPERAR?

Los usuarios suelen ver una reducción de líneas y arrugas, y una pérdida de grasa dentro de las 2 semanas de uso (4 veces a la semana). Los resultados óptimos se empezarán a ver después de un mes de tratamiento.


LUCES LED CON PENETRACIÓN PROFUNDA PARA UNA TEXTURA DE PIEL MÁS BRILLANTE Y FIRME:



Elasticidad débil.
Arrugas y líneas finas más profundas.



Terapia de luz LED roja. Penetración profunda en la piel.



Elasticidad más fuerte. Arrugas y líneas finas más suaves.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO

Contenido: dispositivo (x1), cable cargador USB-C (x1) y manual (x1).

Potencia: 5W

Intensidad: Antiejejecimiento 20mW/cm² | Adelgazar 50mW/cm²

Voltaje: 5V

Longitud de onda: 630nm (rojo) 660nm (rojo intenso) 850nm (infrarrojo)

Número de luces: 112



INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN:

- 01.** Saque el dispositivo **UNICLED NECK & CHIN MASK** de la caja.
- 02.** Enchufe el cable de carga USB al dispositivo.
- 03.** Enchufe el dispositivo a la corriente para cargarlo.
- 04.** Cárguelo durante tres horas (la carga completa del dispositivo tiene una duración de 6 sesiones).


MODO DE EMPLEO:

- 01.** Limpie y seque su cara y cuello antes de comenzar el tratamiento.
- 02.** Seleccione el área de tratamiento deseada: barbilla o cuello. Encienda el dispositivo y deje que el tratamiento comience durante 20 minutos (**ver más en el siguiente apartado: "Beneficios"**).
- 03.** El dispositivo se apagará automáticamente, pasados 20 minutos.

BENEFICIOS

1 DISPOSITIVO, 2 MODALIDADES, 3 BENEFICIOS. CADA MODALIDAD DURA 20 MINUTOS.

ELIJA EL TRATAMIENTO DE SU PREFERENCIA:



MODO BARBILLA

Presione el botón de encendido y elija el Modo **"CHIN"** (verá una luz encendida sobre la palabra). Durante 20 minutos, el aparato actuará mediante la combinación de luces LED para cumplir de forma eficaz 2 funciones al mismo tiempo: **adelgazamiento de papada y adelgazamiento de rostro** (definición del óvalo facial).

MODO CUELLO

Presione el botón de encendido y elija el Modo **"NECK"** (verá una luz encendida sobre la palabra). Durante 20 minutos, el aparato actuará mediante la combinación de luces LED para **reducir de forma eficaz las arrugas del cuello**.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No mire directamente a las luces. El dispositivo debe estar colocado de modo que no cubra los ojos.
- No deje el dispositivo en lugares donde le dé la luz del sol directo o en lugares con temperaturas superiores a 107°F/42°C ya que esto podría dañar el revestimiento de plástico del dispositivo.
- Este dispositivo está diseñado para su uso en adultos mayores de 18 años, y no se recomienda su uso en niños menores de 12 años.
- Por favor consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo si: está o sospecha que está embarazada, lactando, si tiene problemas de tiroides, si está tomando medicamentos recetados o de venta libre ya que estos causan sensibilidad a la luz.
- No coloque el dispositivo cerca de agua o cualquier superficie mojada. Si el dispositivo entra en contacto con agua, no lo toque hasta que lo desenchufe.

- No utilice el dispositivo sobre heridas abiertas.
- No se permite la modificación de este dispositivo.
- Siempre desenchufe el dispositivo de la toma corriente después de completar la carga.
- No doble con fuerza ni abuse del cable de carga USB. Esto anulará la garantía.
- Deje de usar el dispositivo de inmediato si cree que tiene algún defecto o le produce alguna alergia.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para obtener más información sobre el uso del dispositivo, la garantía o cualquier otra información adicional, comuníquese con Atención al Cliente llamando al +34 912 797 377, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hs. O por correo electrónico a customerservices@unicskin.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este producto no está destinado a diagnosticar, curar o prevenir ninguna enfermedad. UNICSKIN S.L. no ofrece representaciones o garantías con respecto a la capacidad de este producto para curar cualquier condición mental, física o de la piel. Se debe consultar a un profesional de la salud calificado con respecto a cualquier condición que requiera atención médica.

INVESTIGACIONES CLÍNICAS

Realizadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.).

En un estudio publicado en *Lasers in Surgery Medicine*, los participantes que recibieron terapia de luz mostraron una reducción significativa en la circunferencia general, incluidas numerosas partes del cuerpo. Los investigadores concluyeron que la terapia de luz puede reducir la circunferencia de las áreas específicas del cuerpo que se tratan con luz natural. **(1)**

Un estudio realizado por investigadores brasileños en 2015 evaluó los efectos de la terapia de luz y el ejercicio en 64 mujeres obesas, de entre 20 y 40 años. Un grupo hizo ejercicio y recibió tratamientos de terapia de luz roja, mientras que el grupo de control sólo hizo ejercicio. Llegaron a la conclusión de que la combinación de terapia con luz roja y ejercicio fueron más efectivos que sólo el ejercicio, para reducir la masa grasa. **(2)**

La terapia con luz roja es segura, no invasiva, no usa químicos ni drogas, y no está asociada con efectos secundarios dañinos. La terapia con luz roja simplemente aprovecha los beneficios curativos y rejuvenecedores naturales de un rango específico de luz natural terapéutica y entrega esta energía específica a un ritmo mayor que el sol, sin el daño de los rayos UV. Un importante estudio

de 2013 sobre terapia de luz realizado por investigadores de Harvard y del MIT elogió la terapia de luz por su "naturaleza no invasiva y su ausencia casi total de efectos secundarios". (3)

(1) Jackson RF, Dedo DD, Roche GC, et al. Terapia con láser de bajo nivel como un enfoque no invasivo para el contorno corporal: un estudio aleatorizado y controlado. *Láser en Cirugía y Medicina*. Diciembre de 2009; 41 (10): 99-809. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20014253.

(2) Sene-Fiorese M, Duarte FO, y col. El potencial de la fototerapia para reducir la grasa corporal, la resistencia a la insulina y la "inflexibilidad metabólica" relacionada con la obesidad en mujeres sometidas a un tratamiento de pérdida de peso. *Láser Surg Med*. Octubre de 2015; 47 (8): 634-42. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220050>.

(3) Avci P, Gupta A, Sadasivam M et al. "Terapia con láser de baja intensidad (LLLT) en la piel: estimulante, cicatrizante, restauradora". *Semin Cutan Med Surg*. Marzo de 2013; 32 (1): 41-52. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126803/>.

GARANTÍA

Salvo por defecto de fábrica, no se admiten devoluciones del producto, una vez estrenado y puesto en funcionamiento. En caso de no haber sido abierto el embalaje, dentro de los primeros 14 días, UNICSKIN admitirá la devolución. Los costes y riesgos de la devolución correrán a cargo del comprador. El producto deberá enviarse en el mismo paquete, junto con el justificante de compra original. La dirección de envío es Calle José Abascal 42 2ºD, Madrid, España. UNICSKIN otorga la garantía legal sujeta a la normativa de la UE: en caso de defecto de fábrica probado, durante los primeros 6 meses, los gastos de devolución correrán a cargo de UNICSKIN. En cualquier caso, UNICSKIN no aceptará productos que hayan sufrido daños debidos a las condiciones de almacenamiento y mantenimiento del cliente.

Thank you for purchasing this product. For appropriate operation, please carefully read and keep this manual before using.

INTRODUCTION

UNICLED NECK & CHIN MASK is a diode LED light emitting device that offers a safe combination of different wavelengths. **It acts on the skin and cells, thus reducing oxidative stress and stimulating cellular energy production.** The product offers two modes: neck and chin. Depending on the mode you choose, the device will directly apply one function or another, without you having to do anything. The main benefits that you will notice will be: reduction of neck wrinkles, thinning of the double chin and jawline slimming. In addition, **the researchers argue that LED light therapy attacks adipocytes, which are cells that store fat and cause lipids to disperse. This therapy helps the body eliminate fat cells,** providing a supreme triple action when applied to the neck and chin:


- LIFTS NECK
- REDUCES DOUBLE CHIN
- SLIMS JAWLINE

USE IT 4 TIMES A WEEK. VISIBLE RESULTS IN 4 WEEKS.


WHAT TO EXPECT

Users typically see a reduction in lines and wrinkles, and a loss of fat within 2 weeks of use (4 times a week). Optimal results will start to be seen after 1 month of treatment.


LED LIGHTS WITH DEEP PENETRATION FOR BRIGHTER AND FIRMER SKIN TEXTURE:



Weaker elasticity.
Deeper wrinkles and fine-lines.



RED light therapy.
Deep penetration into the skin.



Stronger elasticity.
Smoother wrinkles and fine-lines.

PACKAGE CONTENT & TECHNICAL SPECIFICATIONS

Content: device (x1), USB-C charging cable (x1) and user manual (x1).

Power: 5W

Intensity: Anti-aging 20mW/cm2 | Slimming 50mW/cm2

Voltage: 5V

Wavelength: 630nm (red) 660nm (deep red) 850nm (infrared)

Number of Lights: 112pcs LED chipset



OPERATING INSTRUCTIONS

SET UP:

- 01.** Take the **UNICLED NECK & CHIN MASK** out of the box.
- 02.** Plug the USB charging cable into the device.
- 03.** Plug USB charging cord into outlet for charging.
- 04.** Charge it for three hours (a full charge of the device takes 6 sessions).

INSTRUCTIONS FOR USE:

- 01.** Clean and dry your face and neck before starting the treatment.
- 02.** Select the desired treatment area: chin or neck. Turn on the device and let the treatment start for 20 minutes (**see more in the next section: "Benefits"**).
- 03.** The device will turn off automatically after 20 minutes.

BENEFITS

1 DEVICE, 2 MODALITIES, 3 BENEFITS. EACH MODE LASTS 20 MINUTES.

CHOOSE THE TREATMENT OF YOUR PREFERENCE:



CHIN MODE

Press the power button and choose the **"CHIN"** Mode (you will see a light on over the word). For 20 minutes, the device will act through the combination of LED lights to effectively perform 2 functions at the same time: **reduce double chin** and **jawline slimming**.



NECK MODE

Press the power button and choose **"NECK"** Mode (you will see a light on over the word). For 20 minutes, the device will act through the combination of LED lights to **effectively reduce neck wrinkles**.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Do not look directly into the lights. Placement of the device should ensure that no part of the device is covering the eyes.
- Do not store the device in direct sunlight or in a location with temperatures over 107°F/42°C as this may cause damage to the plastic coating.
- This device is designed for use on adults over 18 years of age and not recommended for use on children under the age of 12.
- Please consult your doctor before using this device if: you are or suspect that you are pregnant, nursing, if you have thyroid problems, if you are taking prescription or over-the-counter medications as these cause sensitivity to light.
- Do not place device near water or any wet surface. If device comes in contact with water, do not touch it until you first unplug it.
- Do not use device on open wounds.
- No modification of this equipment is allowed.

- Always unplug device from outlet after charging is complete.
- Do not harshly bend or abuse wire of the USB charging cord. This will void the warranty.
- Stop using device immediately if you think the device is somehow defective.

CLIENT CARE

For information regarding device usage, warranty, and additional information, please contact Customer Services by calling +34-912-797377 Monday-Friday 9:00AM-7:00PM Eastern Time. Customer Services can also be reached through e-mail at customerservices@unicskin.com.

DISCLAIMER

This product is not intended to diagnose, cure, or prevent any disease. UNICSKIN S.L. makes no claims, representations, or warranties regarding the ability of this product to cure any mental, physical, or skin condition. A qualified health professional should be consulted with regards to any condition requiring medical attention.

CLINICAL RESEARCHS

Conducted by the U.S. Department of Health & Human Services (U.S. National Library of Medicine).

In a study published in *Lasers in Surgery Medicine*, participants who received light therapy showed a significant reduction in overall circumference, including numerous parts of the body. Researchers concluded that light therapy can reduce the circumference of the specific areas of the body that are treated with natural light. **(1)**

A study conducted by Brazilian researchers in 2015 assessed the effects of light therapy and exercise on 64 obese women, ages 20 to 40. One group exercised and received red light therapy treatments, while the control group just exercised. They concluded that red light therapy and exercise together were more effective than just exercise in reducing fat mass. **(2)**

Red light therapy is safe, non-invasive, uses no chemicals or drugs, and is not associated with harmful side effects. Red light therapy simply harnesses the natural healing and rejuvenating benefits of a specific range of therapeutic natural light and delivers this targeted energy at a higher rate than the sun—without harmful UV rays. A major 2013 study on light therapy conducted by Harvard and MIT researchers praised light therapy for its “noninvasive nature and almost complete absence of side effects.” **(3)**

(1) Jackson RF, Dedo DD, Roche GC, et al. Low-level laser therapy as a non-invasive approach for body contouring: a randomized, controlled study. *Lasers in Surgery and Medicine*. Dec 2009;41(10):99-809. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20014253

(2) Sene-Fiorese M, Duarte FO, et al. The potential of phototherapy to reduce body fat, insulin resistance and “metabolic inflexibility” related to obesity in women undergoing weight loss treatment. *Lasers Surg Med*. 2015 Oct;47(8):634-42. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220050>

(3) Avci P, Gupta A, Sadasivam M et al. “Low-level laser (light) therapy (LLLT) in skin: stimulating, healing, restoring.” *Semin Cutan Med Surg*. 2013 March ; 32(1): 41-52. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126803/>

GUARANTY

Except for factory default, returns of the product are not accepted, once released and put into operation. If the packaging has not been opened, within the first 14 days, UNICSKIN will accept the return. The costs and risks of the return will be borne by the buyer. The product must be sent in the same package, along with the original proof of purchase. The shipping address is Calle José Abascal 42 2ºD, Madrid, Spain. UNICSKIN grants the legal guarantee subject to EU regulations: in case of proven factory defect, for the first 6 months, the return costs will be borne by UNICSKIN. In any case, UNICSKIN will not accept products that have suffered damage due to the customers storage and maintenance conditions.

شكراً لشرائك هذا المنتج. من أجل استخدام صحيح لهذا المنتج، اقرأ دليل الاستخدام هذا قبل الشروع في الاستخدام، واحفظ به.

مقدمة

UNICLED NECK & CHIN MASK هو صمام ثنائي باعث للضوء يقدم مجموعة آمنة من الأطوال المختلفة للموجة. يعمل على الجلد والعلايا، وينقل بذلك من الإجهاد التأكسدي ويحظر إنتاج الطاقة الخلوية. يتوفر المنتج بنموذجين: عنق وذاقن. ومهما كان النموذج الذي تختاره، فإنّ الجهاز يطبق مباشرة وطيفة أو أخرى دون أن تعمل أي شيء. الفوائد الأساسية للمحبوطة هي: تقليل تجاعيد العنق، تحييف الذقن المرّتوجة (اللغد)، وتحديد بيضوية الوجه. إضافة لذلك، يؤكد الباحثون أنّ العلاج باستخدام ضوء الصمام الثنائي الباعث للضوء، يهاجم الخلايا الدهنية والتي هي خلايا تخزن الدهون وتجعل الليبيدات تتشمتت، أي أنّ هذا العلاج يساعد الجسم على التخلص من الخلايا الدهنية، ويقدم عملاً ثنائيًا فائتًا عندما يطبق في العنق والذقن:


- يقلّل تجاعيد العنق
- يُخفّف الذقن المرّتوجة (اللغد)
- يحدّد بيضوية الوجه

استخدمه 4 مرات في الأسبوع. نتائج ملحوظة خلال 4 أسابيع.


ما النتيجة المنتظرة؟

يلاحظ المستخدمون في العادة انخفاضاً في خطوط التجاعيد، وتقص الدهون خلال أسبوعين من استخدام الجهاز (4 مرات في الأسبوع). تبدأ رؤية أفضل النتائج بعد شهر واحد من العلاج.


أضواء الصمام الثنائي الباعث للضوء ذات الاختراق العميق من أجل بنية جلد أكثر ثباتاً وقاسماً:



مرفونة أقوى. تجاعيد وخطوط دقيقة أكثر تصومة.



العلاج بالضوء بالصمام الثنائي الباعث للضوء الأحمر، اختراق عميق للجلد.



انخفاض المرونة. تجاعيد وخطوط دقيقة أكثر عمقاً.

الميزات التقنية للمنتج

المحتوى: جهاز (1x)، وسلك شاحن USB-C (1x)، ودليل للمستخدم (1x).

القوة: 5 واط

الشدة: مكافئة الشيفوخة 20 ميلي واط/ سم مربع | متخف 50 ميلي واط/ سم مربع

الجهد: 5V

طول الموجة: 630 نانو متر (حمراء)، 660 نانو متر (حمراء قانية) 850 نانو متر (تحت الحمراء)

عدد الأضواء: 112



تعليمات الاستخدام

إعداد الجهاز:

01. أخرج جهاز UNICLED NECK & CHIN MASK من العبوة.

02. قم بتوصيل سلك الشحن USB إلى الجهاز.

03. قم بتوصيل الجهاز مع التيار الكهربائي من أجل شحنه.

04. اشحن الجهاز لمدة ثلاث ساعات (يحتاج الشحن الكامل للجهاز لمدة 6 جلسات).

طريقة الاستخدام:

01. نظّف وجهك وعنقك وجفّفهما قبل بدء العلاج.

02. احتر منطقة العلاج التي تريدها: الذقن أو العنق. شغّل الجهاز ودع العلاج يعمل لمدة 20 دقيقة (انظر المزيد في الفصل التالي: «الفوائد»).

03. سينطفئ الجهاز تلقائياً بعد مرور 20 دقيقة.

• لا تاتي السلك بقوة ولا تسن استخدام سلك الشحن USB. ذلك يلغي الضمانة.

• توقف عن استخدام الجهاز في الحال إذا كنت تظن أن به عطل أو أنه يتسبب في حساسية من أي نوع.

خدمة الزبائن

للمزيد من المعلومات حول استخدام هذا الجهاز، أو الضمانة، أو أي معلومات إضافية أخرى، يرجى الاتصال بخدمة الزبائن على رقم الهاتف **+34 912 797 377** من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة **9 صباحاً إلى الساعة 7 مساءً**، أو عن طريق إرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني **customerservices@unicsskin.com**

إغلاق المسؤولية

هذا المنتج ليس مخصصاً لمعالجة أي نوع من الأمراض أو تظبيبه أو معنعه. لا تقدم UNICSSKIN S.L. عروضاً أو ضمانات فيما يخص قدرة هذا المنتج على علاج أي عارض عقلي أو بدني، أو متعلق بالجلد. يجب استشارة أخصائي صحة مؤهل فيما يخص أي عارض يحتاج إلى رعاية طبية.

الأبحاث السريرية

تمت من خلال قسم الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية (المكتبة الطبية الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية).

في بحث منشور في مجلة الليزر في طب الجراحة (Lasers in Surgery Medicine)، أظهر المشاركون الذين تلقوا علاجاً بال ضوء، انغفاً واضحاً في المحيط البطني العام، بما في ذلك العديد من أجزاء الجسم. استنتج الباحثون أن العلاج بال ضوء يمكن أن ينقص محيط المناطق المحددة من الجسم التي عولجت بال ضوء الطبيعي. (1)

قيمت دراسة أجراها باحثون برازيليون في عام 2015 آثار العلاج بال ضوء مع التمارين لدى 64 من النساء البدينات أعمارهن بين 20 و 40 عامًا. قامت مجموعة منهن بممارسة التمارين وتلقت علاجاً بال ضوء الأحمر، فيما مارست المجموعة الأخرى التمارين فقط. توصلوا إلى نتيجة أن جمع العلاج بال ضوء الأحمر مع التمارين كان أكثر فعالية في إنقاص الكتلة الدهنية من التمارين لوحدها. (2)

العلاج بال ضوء الأحمر آمن وليس جراحيًا، ولا يستعمل مواد كيميائية ولا أدوية، ولا يرتبط بأي آثار جانبية مؤذية. يستفيد العلاج بال ضوء الأحمر فقط من الفوائد العلاجية وفوائد مكافحة الشحوخة الطبيعية التي يوفرها تطلق محدد من الضوء الطبيعي العلاجي، ويقدم هذه الطاقة المحددة بوترية أكثر من الشمس، دون أضرار الأشعة فوق البنفسجية. اختارت دراسة مهمة جرت في عام 2013 حول العلاج بال ضوء، وأجرها باحثون من جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) العلاج بال ضوء «طبيعيته غير الجراحية، ولانعدام كل الآثار الجانبية تقريبًا». (3)

et al (1) Jackson RF, Dedo DD, Roche GC, et al (1) العلاج بال ليزر ذي النغس المنخفض باعتباره خيارًا غير جراحي من أجل التحكم الجسدي: دراسة عشوائية ومتحكم بها. الليزر في الجراحة والطب. ديسمبر من عام 2009 41 (10): 809-809. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20014253


et al (2) Seno-Flores M, Duarte FO, y col (2) إمكانات العلاج بال ضوء في تقليل دهون الجسم، ومقاومة الأسونين، وعدم المرونة الأوعية- المرتبطة بسمتة نساء أضعف لعلاج فقدان الوزن. الليزر في طب الجراحة (Láser Surg Med). أكتوبر من عام 2015 47 (8): 634-634. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220050>

et al (3) Avci P, Gupta A, Sadasivam M (3) وأخرون «علاج الجلد بال ليزر منخفض النغس (LLLT)»: محفز، وضائي للندبات، ومروم». ندوات في طب وجراحة الجلد. مارس من عام 2013 32 (1): 52-41. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126803/>

الفوائد

جهاز واحد، مودجان، 3 فوائد. مدة كل مودج 20 دقيقة.

اختر العلاج الذي تفضله:



مودج الذن

مودج العنق

اضغط على زر التشغيل واختر مودج «NECK» (سرى ضوءًا يضيء الكلمة). سيحمل الجهاز خلال 20 دقيقة عن طريق مزيج من ضوء الصمام الثنائي الباعث للضوء، من أجل أن يستكمل بطريقة فتاة ويطين في نفس الوقت، تحفيز الذن المزدوجة و تحفيز الوجه (تحديد بيضوية الوجه).

اضغط على زر التشغيل واختر مودج «CHIN» (سرى ضوءًا يضيء الكلمة). سيحمل الجهاز خلال 20 دقيقة عن طريق مزيج من ضوء الصمام الثنائي الباعث للضوء، من أجل أن يتلقى بصورة فعالة الجماعيد في العنق.

معلومات سلامة مهمة

- لا تنظر مباشرة إلى الأضواء. يجب أن يوضع الجهاز بطريقة لا تغطي العينين.
- لا تترك الجهاز في أماكن تصيبه فيها أشعة الشمس مباشرة، ولا في أماكن تكون درجة الحرارة فيها أكثر من 42 درجة مئوية/ 107 فهرنهايت، إذ أن ذلك يمكن أن يتلف كسوة الجهاز البلاستيكية.
- هذا الجهاز مصمم من أجل استخدامه من طرف الباقين عمرهم أكثر من 18 عامًا، ولا يُنصح باستخدامه لأطفال أعمارهم أقل من 12 عامًا.
- يُرجى استشارة طبيب قبل استخدام الجهاز في الحالات التالية: إذا كنت حاملاً أو كنت تتكهن بذلك؛ إذا كانت لديك مشاكل في القعدة الدرقية؛ إذا كنت تتناول أدوية موصوفة أو تتابع دون وصفة طبية، ذلك أن هذه الأدوية تسبب حساسية للضوء.
- لا تضع الجهاز قرب الماء أو أي سطح مبلل. إذا لمس الماء الجهاز، فلا تلمسه قبل فصله عن التيار الكهربائي.
- لا تستخدم الجهاز على جروح مفتوحة.
- لا يُسمح بتعديل هذا الجهاز.
- أفضل الجهاز دائماً من مأخذ التيار الكهربائي بعد اكتمال الشحن.

الضمانة

لا يُسمح بإعادة المنتج بعد تجريبه وتشغيله، إلا في حالة وجود عيب في الصنع. ستقبل UNICSKIN بإعادة المنتج خلال الـ14 يوماً الأول إذا لم تُفتح العبوة، سيحتفل المشركي التكاليف والمخاطر الناجمة عن إعادة المنتج. يجب إرسال المنتج في نفس الحزمة مع إيصال الشراء الأصلي. عنوان الإرسال: Calle José Abascal 42 2ºD, Madrid, Spain. يمنح UNICSKIN الضمانة القانونية وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي. تتحمل UNICSKIN خلال فترة 6 أشهر تكاليف إعادة المنتج في حالة وجود عيب مُثبت في الصنع. على أي حال، لن تقبل UNICSKIN المنتجات التي تضررت بسبب ظروف التخزين والصيانة الخاصة بالعميل.

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire attentivement et conserver ce manuel avant de l'utiliser.

INTRODUCTION

UNICLED NECK & CHIN MASK est un dispositif à diodes émettrices de lumière LED qui offre une combinaison sûre de différentes longueurs d'onde. **Il agit sur la peau et les cellules, en réduisant le stress oxydatif et en stimulant la production d'énergie cellulaire.** Le produit offre deux modes : cou et menton. Selon le mode que vous choisissez, l'appareil appliquera directement une fonction ou une autre, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Les principaux avantages que vous constaterez seront : la réduction des rides du cou, l'amincissement du double menton et la définition de l'ovale du visage. En outre, les chercheurs affirment que **la luminothérapie par LED attaque les adipocytes, qui sont des cellules qui stockent les graisses et provoquent la dispersion des lipides.** En d'autres termes, **cette thérapie aide l'organisme à éliminer les cellules grasses**, offrant une triple action suprême lorsqu'elle est appliquée sur le cou et le menton :


- RÉDUIT LES RIDES DU COU
- AFFINE LE DOUBLE MENTON
- DÉFINIT L'OVALE DU VISAGE

UTILISEZ-LE 4 FOIS PAR SEMAINE. DES RÉSULTATS VISIBLES EN 4 SEMAINES.


À QUOI S'ATTENDRE ?

Les utilisateurs constatent généralement une réduction des rides et des ridules, et une perte de graisse dans les deux semaines suivant l'utilisation (4 fois par semaine). Les résultats optimaux commenceront à être visibles après un mois de traitement.


LUMIÈRES LED AVEC PÉNÉTRATION EN PROFONDEUR POUR UN GRAIN DE PEAU PLUS CLAIR ET PLUS FERME :



Faible élasticité.
Rides et ridules plus profondes.



Luminothérapie par LED rouge. Pénétration profonde dans la peau.



Plus forte élasticité.
Rides et ridules lissées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT

Contenu : dispositif (x1), câble de chargement USB-C (x1) et manuel (x1)

Puissance : 5W

Intensité : Anti-âge 20mW/cm² | Amincissement 50mW/cm²

Tension : 5V

Longueur d'onde : 630 nm (rouge) 660 nm (rouge vif) 850 nm (infrarouge)

Nombre de lumières : 112



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

PRÉPARATION :

- 01.** Sortez le dispositif UNICLED NECK & CHIN MASK de sa boîte.
- 02.** Branchez le câble de chargement USB au dispositif.
- 03.** Branchez le dispositif sur l'alimentation électrique pour le charger.
- 04.** Chargez-le pendant trois heures (la charge complète du dispositif dure 6 séances).

MODE D'EMPLOI :

- 01.** Nettoyez et séchez votre visage et votre cou avant de commencer le traitement.
- 02.** Sélectionnez la zone de traitement souhaitée : le menton ou le cou. Allumez le dispositif et laissez le traitement commencer pendant 20 minutes (**voir la section suivante : « Bénéfices »**).
- 03.** Le dispositif s'éteint automatiquement après 20 minutes.

BÉNÉFICES

1 DISPOSITIF, 2 MODES, 3 BÉNÉFICES. CHAQUE MODE DURE 20 MINUTES.

CHOISISSEZ LE TRAITEMENT DE VOTRE PRÉFÉRENCE :



MODE MENTON

Appuyez sur le bouton d'alimentation et choisissez le mode « **CHIN** » (vous verrez un témoin allumé au-dessus du mot). Pendant 20 minutes, le dispositif agira par la combinaison de lumières LED pour remplir efficacement 2 fonctions en même temps : **l'amincissement du double menton** et **l'amincissement du visage** (définition de l'ovale du visage).



MODE COU

Appuyez sur le bouton d'alimentation et choisissez le mode « **NECK** » (vous verrez un témoin allumé au-dessus du mot). Pendant 20 minutes, le dispositif agira par la combinaison de lumières LED pour **réduire efficacement les rides du cou**.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

- Ne regardez pas directement dans la lumière. Le dispositif doit être positionné de manière à ne pas couvrir vos yeux.
- Ne laissez pas le dispositif à la lumière directe du soleil ou dans des endroits où la température est supérieure à 107°F/42°C, cela pourrait endommager le revêtement plastique du dispositif.
- Ce dispositif est conçu pour être utilisé par des adultes de plus de 18 ans et n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.
- Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce dispositif si vous êtes ou pensez être enceinte, si vous allaitez, si vous avez des problèmes de thyroïde, ou si vous prenez des médicaments sur ordonnance ou en vente libre car ces derniers provoquent une sensibilité à la lumière.
- Ne placez pas le dispositif près de l'eau ou d'une surface humide. Si le dispositif entre en contact avec de l'eau, ne le touchez pas avant de le débrancher.

- N'utilisez pas le dispositif sur des plaies ouvertes.
- La modification de ce dispositif n'est pas autorisée.
- Débranchez toujours le dispositif de la prise de courant une fois le chargement terminé.
- Manipulez le câble de chargement USB avec précaution et ne le pliez pas de force . Cela annulera la garantie.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le dispositif si vous pensez qu'il est défectueux ou qu'il provoque une allergie.

SERVICE CLIENT

Pour plus d'informations sur l'utilisation du dispositif, la garantie ou pour toute autre information complémentaire, veuillez contacter le service client au +34 912 797 377, du lundi au vendredi de 9 h 00 à 19 h 00. Ou par courrier électronique à customerservices@unicskin.com

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, à guérir ou à prévenir une quelconque maladie. UNICSKIN S.L. n'offre aucune représentation ou garantie concernant la capacité de ce produit à guérir toute condition mentale, physique ou cutanée. Un professionnel de la santé qualifié doit être consulté pour tout état nécessitant des soins médicaux.

RECHERCHES CLINIQUES

Réalisées par le département américain de la Santé et des Services sociaux des États-Unis. (Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis).

Dans une étude publiée dans Lasers in Surgery Medicine, les participants ayant reçu une lumineothérapie ont montré une réduction significative de leur circonférence globale, y compris de nombreuses parties du corps. Les chercheurs ont conclu que la lumineothérapie peut réduire la circonférence de zones spécifiques du corps qui sont traitées par la lumière naturelle. **(1)**

Une étude menée par des chercheurs brésiliens en 2015 a évalué les effets de la lumineothérapie et de l'exercice physique chez 64 femmes obèses, âgées de 20 à 40 ans. Un groupe a fait de l'exercice et a reçu des traitements de thérapie à la lumière rouge, tandis que le groupe de contrôle n'a fait que de l'exercice. Ils ont conclu que la combinaison de la thérapie à la lumière rouge et de l'exercice était plus efficace que l'exercice seul pour réduire la masse graisseuse. **(2)**

La thérapie à la lumière rouge est sûre, non invasive, n'utilise pas de produits chimiques ou de médicaments et n'est pas associée à des effets secondaires nocifs. La thérapie à la lumière rouge exploite simplement les bienfaits naturels

de guérison et de rajeunissement d'une gamme spécifique de lumière naturelle thérapeutique et délivre cette énergie spécifique à un taux plus élevé que le soleil, sans les dommages des rayons UV. Une importante étude sur la lumineothérapie réalisée en 2013 par des chercheurs de Harvard et du MIT a fait l'éloge de la lumineothérapie pour sa «nature non invasive et son absence quasi totale d'effets secondaires». **(3)**

(1) Jackson RF, Dedo DD, Roche GC, et al. La thérapie laser à faible intensité comme approche non invasive du remodelage corporel : une étude randomisée et contrôlée. Lasers in Surgery Medicine. Décembre 2009 ; 41 (10) : 99-809. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20014253.

(2) Seno-Fiorese M, Duarte FO, et al.. Le potentiel de la photothérapie pour réduire la graisse corporelle, la résistance à l'insuline et « l'inflexibilité métabolique » liée à l'obésité chez les femmes qui suivent un traitement de perte de poids. Lasers in Surgery Medicine. Octobre 2015 ; 47 (8) : 634-42. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220050>.

(3) Avci P, Gupta A, Sadasivam M et al. « Thérapie laser à faible intensité (LLLT) sur la peau : stimulante, cicatrisante, réparatrice. » Semin Cutan Med Surg. Mars 2013 ; 32 (1) : 41-52. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126803/>.

GARANTIE

Sauf en cas de défaut de fabrication, aucun retour n'est autorisé, une fois le produit déballé et mis en service. Si l'emballage n'a pas été ouvert dans les 14 jours, UNICSKIN acceptera le retour. Les coûts et les risques du retour seront assumés par l'acheteur. Le produit doit être envoyé dans le même paquet, accompagné de la preuve d'achat originale. L'adresse de livraison est Calle José Abascal 42 2ªD, Madrid, Espagne. UNICSKIN fournit la garantie légale sous réserve des règlements de l'UE : en cas de défaut de fabrication avéré, pendant les 6 premiers mois, les frais de retour seront pris en charge par UNICSKIN. En tout état de cause, UNICSKIN n'acceptera pas les produits qui ont été endommagés en raison des conditions de stockage et d'entretien du client.

感谢您购买本产品。为了正确使用设备，请在使用前仔细阅读并保存本手册。

介绍

UNICLED NECK & CHIN MASK 是一种提供不同波长的安全组合的LED光设备。在皮肤和细胞中产生作用，进而减少氧化应激并刺激细胞能量产生。产品提供两种使用模式：颈部和下巴。根据所选择的模式，设备将直接应用相应的功能，而无需另外执行任何操作。您将注意到的主要益处为：减少颈部皱纹、双下巴变薄和脸部轮廓变得明显。此外，研究人员认为 **LED光疗针对的是脂肪细胞，指的是储存脂肪并导致脂质分散的细胞。**也就是说，**这种疗法可以帮助身体消除脂肪细胞**，当应用于颈部和下巴时，能够提供最高的三重作用：


- 减少颈部皱纹
- 双下巴变薄
- 使脸部轮廓变得明显

每周使用4次。4周内可明显看见成效。


使用预期

使用者通常会在使用2周内（每周4次）看到线条和皱纹以及脂肪的减少。良好的效果将在经过一个月的疗程后开始出现。


深度渗透的LED光，使皮肤质地更加明亮且坚实：



弹性松弛。
深层皱纹和细纹。



红色LED光疗。深层渗透
到皮肤中。



高弹性柔化皱纹和细纹。

产品技术规格

内容：设备 (x1)、USB-C 电缆充电器 (x1) 和用户手册 (x1)。

功率：5W

强度：抗衰老 20mW/cm² | 瘦身 50mW/cm²

电压：5V

波长：630nm (红色) 660nm (深红色) 850nm (红外线)

灯数：112



使用说明

准备：

01. 将UNICLED NECK & CHIN MASK 从盒中取出。

02. 将USB电缆充电器插入设备中。

03. 将设备插入电源以进行充电。

04. 充电三个小时（完全充电需要6节的时间）。

使用方法：

01. 疗程开始之前，清洁并擦干脸部和颈部。

02. 选择进行疗程区域：下巴或颈部。打开设备，让疗程开始20分钟（在以下部分中查看更多信息：“益处”）。

03. 20分钟后，设备将自动关闭。

益处

1台设备, 2种模式, 3种好处。每个模式的持续时间为20分钟。

选择您的偏好疗程:



下巴模式

按下电源按钮, 然后选择“CHIN”模式(您会在单词上方看到一个亮灯指示)。在20分钟内, 设备将通过组合LED灯起作用, 以有效地同时实现2个功能: **双下巴变薄**和**瘦脸**(脸部轮廓变得明显)。



颈部模式

按下电源按钮, 然后选择“NECK”模式(您会在单词上方看到一个亮灯指示)。在20分钟内, 设备将通过组合LED灯起作用, 以**有效减少颈部皱纹**。

重要安全信息

- 请勿直视灯光。设备必须放置于不遮盖眼睛的位置。
- 请勿将设备放在阳光直射或温度高于107°F / 42°C的地方, 因为这可能会损坏设备的塑料涂层。
- 本设备专为18岁以上的成年人使用而设计, 不建议12岁以下的儿童使用。
- 如有以下情况, 请在使用此设备之前咨询您的医生: 您已怀孕或是认为有怀孕的可能、正在哺乳、有甲状腺方面的问题、正在服用处方药或非处方药, 因为药物可能会引起对光的敏感性。
- 请勿将设备放置在靠近水或任何潮湿的表面。如果设备接触到水, 请勿在拔下电源之前触摸。
- 请勿将设备用于开放性伤口。
- 设备不可进行修改。

- 充电完成后, 请务必从插座上拔下设备插头。
- 请勿强行弯曲或滥用USB电缆充电器。这将使保修无效。
- 如果您认为设备有缺陷或过敏, 请立即停止使用。

客户服务

有关设备使用、保修或任何其他相关信息, 请在周一至周五上午9:00至下午7:00致电+34 912 797 377与客户服务联系。或是寄送电子邮件至 customerservices@unic-skin.com

免责声明

本产品不适用于诊断、治疗或预防任何疾病。UNICSKIN S.L. 对本产品治疗任何精神、身体或皮肤状况的能力不作任何陈述或保证。如果需要任何医疗护理, 应咨询合格的医疗保健专业人士。

临床研究

由美国卫生与公共服务部(美国国家医学图书馆)进行。

在发表于《Lasers in Surgery Medicine》杂志中的一项研究中, 显示出接受光疗的参与者们包括身体许多部位在内的整体圆周显著减少。研究人员得出结论, 光疗可以减少自然光治疗后身体特定区域的圆周。(1)

巴西研究人员在2015年进行的一项研究评估了光疗和运动对64位20至40岁肥胖女性的影响。其中一组做运动并接受红光疗法疗程, 而对对照组做运动。得到的结论是红光疗法与运动结合比单独运动更有效地减少脂肪量。(2)

红光疗法是安全、无创的, 不使用化学药品或药物, 并且无有害副作用。红光疗法仅利用特定范围的治疗性自然光的自然治愈和复兴优势, 并以比太阳更快的速率释放这种特定能量, 而且没有紫外线的伤害。哈佛大学和麻省理工学院的研究人员在2013年进行的一项重大光疗法研究称赞光疗法具有“非侵入性且几乎没有副作用”的特点。(3)

(1) Jackson RF, Dedo DD, Roche GC, et al.低水平激光疗法是一种无创的身体轮廓治疗方法: 一项随机对照研究。手术和医学中的激光。2009年12月; 41(10): 99-809. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20014253.

(2) Sene-Fiorese M, Duarte FO, y col.在接受减肥治疗的女性中, 光疗可降低人体脂肪、胰岛素抵抗性和肥胖相关的“代谢僵化”的潜力。Laser Surg Med. 2015年10月; 47 (8): 634-42. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26220050>.

(3) Avci P, Gupta A, Sadasivam M et al.“皮肤上的低强度激光疗法(LLLT): 刺激性、复原性、恢复性。”Semin Cutan Med Surg.2013年3月; 32 (1): 41-52. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4126803/>.

保修

除出厂默认设置外,产品一旦经过使用,将不被允许退货。如未打开包装, UNICSKIN将在14天内接受退货,退货的成本和风险将由买方承担。产品必须与原始购买证明一起包装在同一包装中寄出。寄送地址为 Calle José Abascal 42 2ºD, Madrid, España。UNICSKIN 根据欧盟法规授予法律保证:如果工厂证明存在缺陷,在前6个月内,退货费用将由UNICSKIN承担。任何状况之下, UNICSKIN将不接受因客户的存储和维护条件而遭受损坏的产品。

UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

Responsable de comercialización:

Responsible of commercialization:

مسؤول التسويق:

Responsable de la commercialisation :

营销负责:

UNICSKIN S.L.

Paseo de la Castellana, 123, Esc. Derecha,

4º B, 28046 Madrid.

www.unicskin.com

Contacto para Gestión de Pedidos:

For Order Management contact:

لاتصال بإدارة الطلبات:

Contact pour la gestion des commandes :

订单管理联系方式:

customerservices@unicskin.com

+34 91 279 73 77