

# UNICSKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION



## UNICLED WHITE SMILE

PROFESSIONAL MOBILE TEETH WHITENING  
FOR AT-HOME OR ON THE GO

Gracias por comprar este producto. Para un empleo apropiado del mismo, lea cuidadosamente y guarde este manual antes de usar.

## INTRODUCCIÓN

UNICLED WHITE SMILE es un innovador **blanqueador dental portátil**, para usarlo en su domicilio, en el trabajo o mientras viaja. **Unisex**. Este kit contiene todo lo que necesita para comenzar a blanquear sus dientes en minutos. Simplemente conecte el dispositivo a su teléfono u ordenador y disfrute de él en cualquier lugar, en la comodidad de su domicilio, trabajo o viaje. UNICSKIN le brinda la oportunidad de aprovechar el poder oxigenante del peróxido que los dentistas usan para blanquear sus dientes, combinado con una tecnología LED segura y eficaz.

Este blanqueamiento dental unisex, es efectivo después de la primera aplicación. **Verá unos dientes notablemente más blancos y brillantes en tan sólo 20 minutos**. El gel blanqueador contiene ingredientes para un blanqueamiento rápido y efectivo, combinado con Luz LED Acelerada. Puede blanquear sus dientes en una semana. El kit contiene dos jeringuillas de gel blanqueador que tienen una duración de tres meses. Después de los primeros tres meses, puede suscribirse en nuestra página web y comprar un paquete de dos nuevas jeringuillas de gel blanqueador en UNICSKIN.

## CONSEJOS BÁSICOS

-Este producto se utiliza principalmente para la limpieza dental y enfermería. Lea atentamente las instrucciones antes de usar (especialmente los artículos en cuestión) y use los productos de forma adecuada.

-Utilícelo correctamente con las instrucciones de operación relevantes y los requisitos de este manual.

-Deje de usarlo inmediatamente si ocurre una excepción durante su uso.

**Blanquee** sus dientes de manera efectiva con la tecnología de blanqueamiento dental más desarrollada e **ingredientes avanzados** que brindan **resultados de calidad dental**. El 60% de los usuarios mejoran en la primera semana, el 80% en la segunda semana y el 90% después de un mes de uso. En definitiva, la misma técnica que encontrará en el dentista, pero **desde la comodidad y conveniencia de realizarla en cualquier parte**. ¡Pruébelo y comparta sus resultados con nosotros!



**PROBLEMA:**  
dientes amarillos y  
otras decoloraciones.



**TRATAMIENTO:**  
ingredientes en el  
gel blanqueador.




**SOLUCIÓN:**  
dientes más blancos  
y brillantes.

**La tecnología de gel de blanqueamiento de UNICSKIN es única ya que se basa en un gel anhidro, fácil y seguro de almacenar durante mucho tiempo, fomentando resultados de blanqueamiento más efectivos.**





## PRECAUCIONES

<b>Debe atender</b>	Por favor asegúrese de que la apariencia del producto sea normal antes de usar.
<b>Debe atender</b>	Por favor asegúrese de operar con los requisitos relevantes en este manual de producto.
<b>Prohibido tragar</b>	Por favor enjuague su boca con agua tibia después de usar el limpiador dental y el gel blanqueador. No se trague el gel.
<b>Limpieza</b>	Por favor limpie el aparato para evitar acumulación de grasa y otros residuos, y manténgalo en un lugar limpio y seco.
	Por favor limpie el aparato con un paño limpio y húmedo. No lo enjuague.
<b>Precaución</b>	Por favor no coma ni beba alcohol dentro de la primer hora luego de usar el limpiador dental o el lápiz blanqueador.
	Para evitar que dañe su visión, no mire directamente hacia la luz del aparato.
	Por favor no utilice este kit si es alérgico a alguno de los ingredientes en el gel o silicona.
	Si el reactivo de gel o vitamina E entra en contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua.
<b>Prohibido el uso</b>	Si tiene problemas dentales o de encías, consulte a su dentista antes de usar este producto.
	No se recomienda el uso a las siguientes personas: niños menores de catorce años, mujeres embarazadas o lactantes, con enfermedad periodontal, con aparatos ortopédicos, caries o úlceras orales.
<b>Descomposición</b>	Para evitar el mal funcionamiento, por favor no desmonte ni modifique el aparato usted mismo.
<b>Caídas</b>	Por favor evite caerse o golpear el producto para evitar un mal funcionamiento.
<b>Lejos de los niños</b>	Por favor mantenga el producto fuera del alcance de niños.

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



## ACCESORIOS




**Principales ingredientes del gel blanqueador:** Propilenglicol, glicerina, carbómero, trietanolamina, mentol, peróxido de hidrógeno y edta disódica.

## CÓMO USAR

**Primer paso:** cepille sus dientes de forma normal con su pasta de dientes habitual.

**Segundo paso:** saque el aparato y límpielo. Aplique uniformemente el gel blanqueante sobre el aparato usando la jeringuilla.



**Tercer paso:** conecte el aparato a su smartphone u ordenador. Coloque el aparato en su boca. Presionando el botón se encenderá la luz LED azul.



**Cuarto paso:** después de 20 minutos, el aparato se apagará automáticamente. Enjuague el aparato y su boca con agua tibia. ¡Disfrute de su sonrisa brillante!

(Estos pasos se pueden repetir una vez por semana o cada dos semanas).

## ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	UNICLED WHITE SMILE
Modelo del producto	IT02
Voltaje nominal	5V
Tiempo de uso máximo	Apagado automático luego de 20 minutos de uso
Corriente de entrada	MAX 240mA
Consumo de energía	About 1.2 W
Peso	About 26 g
Jeringuillas con gel	2 unidades

## QUIÉN PUEDE USAR Y CÓMO DEBE USARLO

### **P: ¿Qué tipo de personas son adecuadas para usar el aparato blanqueador dental?**

R: Este producto va dirigido principalmente a adultos con dientes amarillentos. Este producto no se recomienda para niños menores de 14 años, mujeres embarazadas o lactantes, personas con enfermedad periodontal, aparatos ortopédicos, caries o úlceras orales.

### **P: ¿Cómo usar el aparato limpiador dental correctamente?**

R: Se recomienda usar una vez por semana o cada dos semanas.

## FORMAS ADICIONALES DE MANTENER SU SONRISA

- El blanqueamiento dental no es un procedimiento permanente. Mantenga su sonrisa blanca con el uso regular del kit.
- Utilice un cepillo de dientes automatizado.
- Practique una buena higiene bucal mediante el cepillado de los dientes, el uso del hilo dental y limpieza de la lengua.
- Un regular cuidado de la higiene dental profesional ayuda a mantener la salud bucal y las manchas al mínimo.

## PRUEBE NUESTRO LÁPIZ BLANQUEADOR

Además de UNICLED WHITE SMILE kit, le recomendamos que utilice nuestro UNICPEN WHITE SMILE, ideal para el cuidado diario de los dientes. Agite el lápiz y retire la tapa. Gire la base hasta que vea el gel. Aplíquelo en su sonrisa de manera uniforme con movimiento de cepillado. Deje actuar el gel por un minuto, luego escupa y enjuague con cuidado.



## SERVICIO POST-VENTA

### **Sobre la batería interna**

- La batería interna de este producto, como consumible, excede el rango de garantía.
- La batería internamente recargable de este producto es la batería de litio.

### **Sobre el abandono de este producto**

- Por favor deseche este producto (o accesorios) de acuerdo con las leyes locales de procesamiento de desechos.

### **Centro de consultoría de producto**

- Por favor consulte al personal de servicio de atención al cliente si tiene alguna pregunta sobre este producto.

## GARANTÍA

Salvo por defecto de fábrica, no se admiten devoluciones del producto, una vez estrenado y puesto en funcionamiento. En caso de no haber sido abierto el embalaje, y hasta 14 días tras recibir el producto, UNICSKIN admitirá la devolución y los costes y riesgos de la devolución correrán a cargo del comprador. Los productos deberán enviarse en el mismo paquete, junto con el justificante de compra original. La dirección de envío es Calle José Abascal, 42 -2ª Dcha. En caso de defecto de fábrica, UNICSKIN otorga la garantía legal sujeta a la normativa de la UE. Durante los primeros seis meses desde la fecha de compra, cualquier devolución aceptada por UNICSKIN dará lugar, a un reemplazo o a un abono para el cliente, a elección del cliente. En caso de defecto de fábrica probado, los gastos de devolución correrán a cargo de UNICSKIN. En cualquier caso, UNICSKIN no aceptará productos que hayan sufrido daños debidos a las condiciones de almacenamiento y mantenimiento del cliente. El producto cumple con las normas legales y reglamentarias aplicables en la Comunidad Europea en la fecha de fabricación y distribución.

## ENGLISH VERSION

Thank you for purchasing this product. For appropriate operation, please carefully read and keep this manual before using.

## INTRODUCTION

UNICLED WHITE SMILE is an innovative **Professional Mobile Teeth Whitening** to use **at-home or on-the-go. For all genders.** This kit contains everything you need to start whitening your teeth in minutes, wherever you are or whatever you are doing. Just connect the device to your Phone or Computer and use it anywhere, in the comfort of your own home, working or travelling. UNICSKIN brings you the opportunity to take advantage of the oxygenating power of the peroxide dentists use to whiten your teeth, combined with safe and effective LED Technology.

Whitening begins after your first application, and **you will see noticeably whiter, brighter teeth after 20 minutes.** The whitening gel contains ingredients for fast and effective whitening, combined with LED Accelerator Light. You can whiten your teeth in a week. The kit contains two Whitening Gel Syringes for a product use of three months. After the initial three months, you can subscribe on our website and purchase a pack of two new Whitening Gel Syringes.

## BASIC HINTS

-This product is mainly used for dental cleaning and nursing. Please carefully read the instructions before using (especially the items concerned), and then use the products correctly.

-Please correctly use it with the relevant operation instructions and requirements of this manual.

-Please immediately stop using if an exception occurs during use.

**Effectively** whiten your teeth using the most advanced teeth whitening technology and **advanced ingredients** delivering **dental grade results.** 60% of improvement in teeth whitening in the first week, 80% of improvement in the second week and 90% of improvement after 1 month of use. The same technique you'll find at the dentist, but **from the comfort and convenience of your home.** Try it out and share your results with us!



### ISSUE:

yellow teeth and other discoloration.



### TREATMENT:

ingredients on whitening gel.



### SOLUTION:


whiter and brighter teeth and smile.

**Different from other competitors, UNICSKIN's unique Whitening Gel Technology is based on an anhydrous gel, easy and safe to store for a long time; leading to higher effective whitening results.**


## CAUTION

<b>Must obey</b>	Please make sure the appearance of the product is normal before using.
<b>Must obey</b>	Please make sure to operate with the relevant requirements in this product manual.
<b>Prohibition of swallow</b>	Please rinse your mouth with warm water after using the dental cleaner and whitening gel. Don't swallow the gel.
<b>Cleaning</b>	Please clean it to avoid the accumulation of grease and other residues after using dental cleaner, keep it in clean and dry place.
	Please clean the dental cleaner with a clean wet tissue to wipe, do not rinse.
<b>Caution</b>	Please do not eat or drink alcohol within an hour of using a dental cleaner or gel pen.
	Do not look directly at the light of the dental cleaner to avoid affecting your vision.
	Please do not use if you are allergic to any of the ingredients in silicone or gel.
	If gel or vitamin E reagent contact with eyes, immediately rinse with water.
	Consult your dentist before using this product if you have dental or gum problems.
<b>Prohibition of using</b>	The following persons not suggested use: children under fourteen, pregnant or lactating women, with periodontal disease, wearing braces, dental caries or oral ulcers.
<b>Prohibition of decomposition</b>	Please do not disassemble or modify the mainframe by yourself to avoid malfunction.
<b>Prohibition of shock</b>	Please avoid falling or hitting the product to avoid malfunction.
<b>Away from children</b>	Please keep the product out of the reach of children.

## NAME OF EACH PRODUCT PART




## ACCESORIES




Mainframe x1




Portable bag x1



Gel syringes x2



Transfer interface x1




Manual x1

**Main ingredients of whitening gel:** propylene glycol, glycerin, urea, peroxide, hydrogen peroxide mixture, essential oil, triethanolamine, potassium nitrate.


## HOW TO USE

**First step:** brush your teeth normally with your regular toothpaste.

**Second step:** take out the device and clean it. Evenly apply the whitening gel on the device using the syringe.



**Third step:** connect the device to your smartphone or laptop. Place the device in your mouth. Press start button and leave LED blue light on.



**Fourth step:** after 20 minutes, the device will shut down automatically. Rinse the device and your mouth with warm water. Enjoy your brilliant teeth!

(These steps can be repeated once a week or every two weeks).

## PRODUCT STANDARD

Name of product	UNICLED WHITE SMILE
Model of product	IT02
Rated voltage	5V
Working time	Automatic shutdown after starting up for 20 minutes
Working current	MAX 240mA
Consumed power	About 1.2 W
Bare weight	About 26 g
Gel syringes	2 PCS

## WHO CAN USE AND HOW TO USE

### **Q: What kind of people is suitable to use photon dental cleaner?**

A: This product is mainly for adults with yellow teeth. This product is not recommended for children under 14 years old, pregnant or lactating women, people with periodontal disease, braces, dental caries or oral ulcers.

### **Q: How to use photon dental cleaner correctly?**

A: Use this product once a week or every two weeks.

## ADDITIONAL WAYS TO MAINTAIN YOUR WHITE SMILE

- Teeth whitening is not a permanent procedure. Maintain your white smile with regular use of the kit.
- Use an automated toothbrush.
- Practice good oral hygiene by tooth brushing, flossing and tongue cleaning.
- Regular professional dental hygiene care to maintain oral health and keep staining to a minimum.

## TRY OUR TEETH WHITENING MAGIC PEN

In addition to **UNICLED WHITE SMILE** kit, we encourage you to use our **UNICPEN WHITE SMILE**, ideal for a daily white care. Shake the pen and remove the lid. Twist the base so that the bright whitening gel flows to the bristles on the tip of the pen. Then apply the bristles evenly to your smile and focus on discoloured areas. Leave the gel on for a minute, then spit and rinse carefully.



## AFTER-SALE SERVICE

### **About internal battery**

- The internally rechargeable battery of this product, as a consumable, is beyond the guarantee range.
- The internally rechargeable battery of this product is lithium battery.

### **About the abandonment of this product**

- Please dispose this product (host/accessories) according to the local processing rules of wastes if the product is to be abandoned.

### **Consultancy center of product**

- Please consult the customer service staff if you have any questions of this product.

## GUARANTY

Except for factory default, product returns are not allowed, once they have been released and used. If the packaging has not been opened, and up to 14 days after receiving the product, UNICSKIN will accept the return. Costs and risks of the return will be borne by the buyer. The products must be sent in the same package, together with the original proof of purchase. The shipping address is Calle José Abascal, 42, 2º Right. In the event of a factory defect, UNICSKIN grants legal guarantee subject to EU regulations. During the first 6 months from the date of purchase, any return accepted by UNICSKIN will result in a replacement or a credit to the customer, at the customer's choice. In case of proven factory defect, the return costs will be borne by UNICSKIN. In any case, UNICSKIN will not accept products that have suffered damages due to the storage and maintenance conditions of the customer. The product complies with the legal and regulatory standards applicable in the European Community on the date of manufacture and distribution.

# UNICKIN

YOUR EFFECTIVE SOLUTION

UNICKIN SL. ALL RIGHTS RESERVED.

**[www.unickin.com](http://www.unickin.com)**

Contact: [customerservices@unickin.com](mailto:customerservices@unickin.com)

Calle Francisco Gervás, 14, 1ºB. 28020  
Madrid, Spain.